


图 1 GRENOUELLE原理图

X方向为水平方向, Y方向为垂直方向

序号	名称	参数	作用
1	输入采用光纤准直器进 行扩束	直径12mm(暂定)	光来自1550的超短脉冲 光纤激光器
2	柱面镜	焦距150mm	在垂直方向起聚焦作用
3	fused-silica Fresnel	顶角为170度	起到类似于杨氏双缝干
	biprism(熔融石英菲涅	n=1.4585	涉的作用,在水平方向
	尔双棱镜)		产生不同相位差的干涉
			条纹
4	BBO晶体	3.5mm厚n=1.60	产生SHG(二次谐波发
			生),将输入光倍频
5	一对背靠背的透镜,左	左边是双凸球面镜焦	共同形成水平方
	边第一个欲采用球面镜	距100mm,右边是柱面	向50mm柱面焦距达到一
	以节约成本	透镜焦距100mm	对一成像,和垂直方
			向100mm柱面焦距
6	CCD摄像头	Pulnix 10-bit 2/3 "	接收信号光

棱镜位置计算



棱镜位置应选择在使<u>光束产生干涉的位置刚好是柱面透镜在YZ平面聚焦的位置</u>。L为棱镜距离聚焦点(BBO晶体中心)的位置。

参数如图所示,光束口径为12mm,即半径为6mm,可以计算得到

即棱镜距离BBO晶体75.242mm的位置;